


ANTI-SMOKING EDUKIT 3 – ROOK VAN E-SIGARETTEN

Korte beschrijving en schema's voor uitvoering van het proefje



DOORBLAZEN/OPLOSSEN VAN E-SIGARETTENROOK IN WATER

STAP 1




Vullen van buisje met kraantjeswater tot aan de merkstreep

STAP 2



Roken van een E-sigaret (een tiental trekjes)


STAP 3



Blazen van de rook door een rietje in het water in het buisje

CONTROLE PROEFJE


STAP 1



Met de pipet één wormpje uit het wormbuisje opzuigen




STAP 2



Het wormpje in het controlepotje spuiten




STAP 3



Controlepotje vullen met kraantjeswater


PROEFJE E-SIGARETTENROOK

STAP 1




Met de pipet één wormpje uit het wormbuisje opzuigen

STAP 2




Het wormpje in het testpotje spuiten

STAP 3




Meeste water uit het testpotje zuigen

STAP 4



2 x 2,5 ml opzuigen uit het buisje met rookwater

STAP 5



2 x 2,5 ml rookwater in het testpotje spuiten

WAARNEMINGEN

(na 5 en 10 minuten blootstelling)

CONTROLE PROEFJE




*Wormpje met de speld
aanraken aan de kop en de staart*

Snelle reactie op de aanrakingprikkel



PROEFJE E-SIGARETTENROOK




*Wormpje met de speld
aanraken aan de kop en de staart*

Weinig of geen reactie op de aanrakingprikkel




WAARNEMING "BLOEDPULSATIE" ONDER DE MICROSCOOP


CONTROLE PROEFJE



Wormpje opzuigen uit controlepotje




Wormpje overbrengen op draaglaasje




Bedekken met dekglasje

→
Bekijken bij
sterke vergroting


Sterke bloedpulsatie




PROEFJE E-SIGARETTENROOK



Wormpje opzuigen uit testpotje



Wormpje overbrengen op draaglaasje



Bedekken met dekglasje

→
Bekijken bij
sterke vergroting

Zwakke bloedpulsatie